

「ちょっとした工夫でこんなに便利！！」



スリット入り！

キャップシール

※画像はイメージです。有機溶剤等を使用する際はゴム手袋等をご着用ください。

たとえば、こんなお悩みありませんか？

近年、厳しくなるラボの環境対策…

LCのリザーバーびんに、アルミホイルなどでカバーをしていますか？

- ・見た目をスッキリさせたい
- ・有機溶媒の揮散を抑えたい
- ・簡単にボトルを交換したい
- ・色々なびんを使いたい

キャップシールの穴の横にスリットを配置！サクションフィルタを外さずにチューブを抜き差しできます！



作業環境の改善に！

キャップシール

サクションフィルタを外さず抜き差し可能！見栄えもスッキリ！

- Point**
- ・シリコンゴム（白）と耐有機溶媒に優れたフッ素樹脂（茶）のダブル加工を採用。
 - ・導入口にスリットがはいており、サクションフィルタを外さず簡単に脱着できます。
 - ・移動相、試薬などの濃縮や、外部からの異物混入を防止します。




ラインナップ

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00243296	GL-45 穴あきキャップ【1個】	2,000	注1
F00253296	キャップシール 39φ (4φ×1)【5枚セット】	5,000	GL-45 穴あきキャップ (F00243296) が必要です
F00263296	キャップシール 39φ (4φ×2)【5枚セット】	5,000	
F00273296	キャップシール 39φ (4φ×3)【5枚セット】	5,500	
F00283296	キャップシール 39φ (4φ×4)【5枚セット】	5,500	
F00293296	キャップシール 39φ (4φ×5)【5枚セット】	6,500	


注1 GL-45 穴あきキャップにおいて色むらや削り跡があるものがございますが、製造上生じるもので品質及び使用上に問題はございません。



P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00303296	GL-38 ガロンびん用穴あきキャップ【1個】	1,000	—
F00313296	キャップシール 34φ (10φ×1)【1枚】	1,300	ガロンびん用穴あきキャップ (F00303296) が必要です
F00323296	キャップシール 34φ (4φ×1)【5枚セット】	5,000	
F00333296	キャップシール 34φ (4φ×2)【5枚セット】	5,000	
F00343296	キャップシール 34φ (4φ×4)【5枚セット】	5,500	



P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00353296	キャップシール 24φ (4φ×1)【5枚セット】	4,800	島津製作所部品 (S228-17644:フタ) が必要です
F00363296	キャップシール 24φ (4φ×2)【5枚セット】	4,800	
F00373296	キャップシール 24φ (4φ×4)【5枚セット】	5,000	



※キャップシールの材質に対する耐薬品性については巻末 (P.19) を参照ください。