



# 作業環境の改善に！ 廃液ポリタンク

優れたコストパフォーマンスでお客様のラボ環境を守ります！

- Point**
- ・排気チューブの装着が可能、またチューブの代わりにオプションの活性炭フィルタの取り付けもできます。
  - ・静電気対策としてアース棒（オプション）の取り付けが可能です。



## アースは重要です



ラボで可燃性の有機溶媒を使用する高速液体クロマトグラフのような分析機器では、静電気が火災などを引き起こす危険性もあるため、静電気には十分に注意を払う必要があります。

【島津製作所 HP より】

※アース線は必ず接地されているところにつないでください

キャップキットとアース棒（オプション）を取り付けることで、見た目がスッキリするだけでなく、安全性も向上します！

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00013296	廃液ポリタンク 10L	18,000	
F00023296	廃液ポリタンク 20L	19,000	
F00033296	廃液ポリタンク 5L	17,500	
F00043296	ポリタンクトレイ	2,200	外寸 (mm) : W430 × D285 × H145 内寸 (mm) : W365 × D245 × H140
F00053296	アース棒 (L=300mm)	4,500	5/10L 専用
F00063296	アース棒 (L=500mm)	5,000	20L 専用
F00073296	キャップキット 10/20L	17,000	10/20L 専用
F00083296	キャップキット 5L	16,500	5L 専用
F00093296	UC Prep 用キャップキット	21,000	島津 NexeraUC Prep 用
F00113296	ポリタンク単体 10L	3,000	単体サイズ (mm) : W350 × D180 × H260
F00123296	ポリタンク単体 20L	4,000	単体サイズ (mm) : W350 × D180 × H420
F00103296	ポリタンク単体 5L	2,500	単体サイズ (mm) : W265 × D150 × H230

# 廃液ポリタンク（オプション）

スリーブキャップ



活性炭フィルタ



プラグ



活性炭フィルタ用ジョイント




3φチューブ接続スリーブ



エルボー特型



ガロンびん用アダプタ



※ 5L 用キャップキット（別売り）と組み合わせた使用例です。

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00133296	スリーブキャップ	3,700	各種スリーブにかぶせるタイプ
F00143296	プラグ	3,200	閉塞スリーブ
F00153296	3φチューブ接続スリーブ	4,000	1/4"-28 ネジ 別途フェラル、フィッティング（下記）をご用意ください
F00163296	ガロンびん用アダプタ	12,000	別途キャップキット 5L が必要 【LC 以外使用禁止】
F00763296	活性炭フィルタ (5本入り)	75,000	—
F00173296	活性炭フィルタ用ジョイント	5,000	—
F00183296	エルボー特型	7,000	—

以下、参考価格です。詳細は販売元にご確認ください。

S228-46471	フェラル	834	島津製作所部品 (チューブ外径 3φ)
S228-46472	フランジレスフィッティング	548	島津製作所部品 (チューブ外径 3φ)