

# LC スマートキット 40

快適な HPLC 分析をスタートするためのキットです。

- Point**
- ・キャップシール（弊社オリジナル）やボトル破損防止ネットにより、作業性と安全性を高めます。
  - ・手の届きにくい狭い場所でも使いやすい T ハンドル型六角レンチ付属。



構成品名	入数
電源タップ 3P × 4 口コード長 1m	1 個
電源タップ 3P × 4 口コード長 3m	1 個
Z 式レバーファイル（成績表等整理用）	1 冊
パッカル BOX（付属品入れ）	1 個
リザーバびんセット	1 式
パイプタグ 3 φ 用（10 個入）シール付き	1 式
パイプタグ 1.6 φ 用（10 個入）	1 式
六角レンチ 3mm	1 本
六角レンチ 4mm	1 本
スパイラルチューブ 10 φ（約 50cm）	1 本
スパイラルチューブ 15 φ（約 50cm）	1 本

P/N	品名	希望販売価格（円）	備考
F00223296	LC スマートキット 40	60,000	廃液ポリタンク、アース棒は別売です

# リザーバびんセット

リザーバびんにキャップシールと破損防止用保護ネットをセットにしました。

- Point**
- ・キャップシール（弊社オリジナル）やボトル破損防止ネットにより、作業性と安全性を高めます。



構成品名	入数
リザーバびん GL -45 ねじ口びん（クリア）1ℓ	5 本
リザーバびん用穴あきキャップ	5 個
キャップシール 39 φ（4 φ × 4）	3 枚
キャップシール 39 φ（4 φ × 2）	3 枚
薬品びん保護ネット（約 1m）	1 本

P/N	品名	希望販売価格（円）	備考
F00233296	リザーバびんセット	40,000	—

# 分析業務を助けます！ 炭化水素トラップ

LC-MS、LC-MSMS、TOF-MS の感度低下防止に不可欠です。

- Point**
- ・設備環境由来の N<sub>2</sub>、Air のバックグラウンドを低減し、感度低下を防止します。
  - ・上限流量まで流しても圧力損失が殆どありません。




項目	標準タイプ	大容量タイプ
寸法 (mm)	φ 70 × 336	φ 70 × 580
内部容量 (cc)	750	1500
耐圧 (psig)	300	
性能 (ppb)	< 15	
耐熱 (°C)	100	

P/N	品名	希望販売価格（円）	備考
F00773296	炭化水素トラップ 単体	89,000	接続ジョイント、スパナ付き
F00783296	炭化水素トラップ 固定化部品付き	95,000	接続ジョイント、スパナ、固定化部品付き
F00793296	炭化水素トラップ（大容量タイプ） 単体	120,000	接続ジョイント、スパナ付き
F00803296	炭化水素トラップ（大容量タイプ） 固定化部品付き	128,000	接続ジョイント、スパナ、固定化部品付き

# LCMS 基本操作マニュアル

装置を知り尽くしたエンジニアが作成した LCMS 操作マニュアルです。



※「LCMS 基本操作マニュアル」の販売は、対象装置ご利用のお客様となります。  
このテキストを利用した講習会のお問合わせ、お見積りは、最寄りの島津アクセス拠点までご連絡下さい。

P/N	品名	希望販売価格（円）	備考
F00012978	LCMS-2020 基本操作マニュアル	4,500	—
F00022978	LCMS-8030/8040 基本操作マニュアル	5,000	—
F00032978	LCMS-8045 基本操作マニュアル	5,000	—
F00042978	LCMS-8050 基本操作マニュアル	5,000	—
F00052978	LCMS-8060 基本操作マニュアル	5,000	—
F00062978	LCMS-9030 基本操作マニュアル	7,000	—