

分析業務を助けます！

## 小型空冷ドライ真空ポンプ

3年に1度のメンテナンスサイクルを実現し、ラボ環境にも優しい真空ポンプです。

- Point**
- ・ポンプ室にオイルを使わないドライ方式によるクリーン排気です。
  - ・オイルの定期交換から解放されます。



項目	仕様		
品名	NeoDry 15G	NeoDry 30G	nXR60i
最大排気速度 (L/min)	250	500	1000
到達圧力 (Pa)	1.0	1.0	3.0
質量 (kg)	22	24	29
吸気口径	NW25	NW40	NW40
排気口径	NW25	NW25	NW25
寸法 (mm)	L385 × W210 × H219	L410 × W210 × H219	L461 × W217 × H301

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00233027	NeoDry7G ガスバラスト付き	900,000	GCMS 用 単相 100V
F00153027	NeoDry15G-1 ガスバラスト付き	1,000,000	
F00183027	NeoDry30G-2 ガスバラスト付き	1,400,000	LCMS 用 対応機種は弊社支店・営業所にお問い合わせください
F01020610	nXR60i	1,430,000	

## ロータリーポンプ防振架台 RBK-50

防振マウントで稼働中の振動を軽減します。

- Point**
- ・移動に便利なキャスター付きです。
  - ・ドレインコックと廃油パックにより、手を汚しません。
  - ・後部のジャッキボルトを昇降することでオイル交換が容易になります。



項目	仕様
本体寸法 (mm)	W440 × D230 × H180 (SUS 製)
本体重量 (kg)	約 5.5
最大積載重量 (kg)	50
オイルパン寸法 (mm)	W266 × D205 × H43 (SUS 製)
付属品	廃油パック、オイルパン、ラチェットレンチ、オールドレインコック <sup>注1</sup> 、取扱説明書

### オールドレインコック対応表

EDWARDS 社製	E2M1.5、E2M28、RV-3、RV-12
アルバック社製	GHD-031A/B、GHD-101C、GLD-040

注1 オールドレインコックは EDWARDS 社製が標準です。  
アルバック社製のポンプに接続される場合は、別途機種別の接続ジョイントが必要です。

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00383296	ロータリーポンプ防振架台 RBK-50	78,000	最大積載重量：50kg
F00423296	アルバック GHD-031A/B 用ジョイント	4,000	GHD-101C にも対応
F00433296	アルバック GLD-040 用ジョイント	4,000	—

## ロータリーポンプ用廃油キット

ドレインコックを開くだけで、簡単にオイル交換ができます。

- Point**
- ・耐油・耐熱ホースなのでポンプオイルにも対応します。



構成部品名	入数
ドレインコック ASSY	1 個
耐油・耐熱性ドレインホース	1 本
ホースバンド	1 個
ワイヤークランプ	1 個
廃油パック	1 個

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00393296	ロータリーポンプ用廃油キット	12,000	—

分析業務を助けます！

## Shimadzu Super-Clean ガスフィルタ

ガスの不純物由来の分析トラブルを軽減します。

- Point**
- ・ガス中の炭化水素、水分、酸素などを吸着除去し、純度 99.9999% 以上に精製します。
  - ・フィルタの交換は、工具不要で簡単。交換時期が一目で分かるインジケータも装備しています。



不純物の除去容量	水 (g)	酸素 (ml)	炭化水素 (g)
トリプルフィルタ	1.8	75	4
コンビフィルタ	3.5	—	6
シングルフィルタ	—	—	12

項目	仕様
精製後ガス純度	99.9999%
最大圧力	11bar (160psi)
最大流量	7L/min
交換目安	約 1 年～ (ご使用状況で変動)

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F01680613	FID/FPD キャリアガスライン用キット	160,000	3 ポジション ベースプレート付属 (フィルタ 3 本付き)
F01690613	エアークンプレッサーガス用キット	160,000	3 ポジション ベースプレート付属 (フィルタ 3 本付き)
F01700613	ECD/FTD/TCD キャリアガスライン用キット	54,200	1 ポジション ベースプレート付属 (トリプルフィルタ付き)
F01710613	FID メイクアップガスライン用キット	53,000	1 ポジション ベースプレート付属 (コンビフィルタ付き)
F01720613	交換用トリプルフィルタ	54,200	酸素 / 炭化水素 / 水分除去用
F01730613	交換用コンビフィルタ	45,800	炭化水素 / 水分除去用
F01740613	交換用シングルフィルタ	44,600	炭化水素除去用
F01750613	交換用フィルタ 3 本セット FID/FPD 用	128,000	F01680613 キット用 (トリプル 1 本とコンビ 2 本セット)
F01760613	交換用フィルタ 3 本セット エアークンプレッサー用	128,000	F01690613 キット用 (トリプル、コンビ、シングル各 1 本セット)