


島津 AA 用プログラマブルキーパッド

便利な手元キーで操作性がアップします。



項目	仕様
寸法 (mm)	W172 × D58 × H39
重量 (g)	400
ケーブル長 (m)	1.8
電源電圧 (V)	DC 4.75 ~ 5.25
消費電流 (mA)	100
動作温度範囲 (°C)	0 ~ 40
キースイッチ数	4
プログラミング I/F 対応 OS	Windows®XP、Windows®Vista、Windows®7、Windows®10、Windows®11
対応装置	島津 AA (WizAArd 制御のもの)


P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00703296	島津 AA 用プログラマブルキーパッド	42,000	—

石英セルホルダー

分光光度計用石英セルの漬け置き保管が可能です。



項目	仕様
ケース寸法 (mm)	φ 75 × H95
材質	ケース・フタ (ポリプロピレン) ホルダー (塩化ビニル)、パッキン (発泡ポリエチレン)
収納可能セル	石英角セル (12.4 × 12.4 × 40 ~ 60mm) 4本



◀標準角セル 4本収納時

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00713296	石英セルホルダー	12,000	—

水質汚濁負荷量演算器 WPC-4200

過去データの再印刷、計器の運用状態の確認もできます。

Point ・ 4.3 インチ高解像度カラー液晶タッチパネルで、操作性アップ。
・ 漢字印字も可能な 58mm サーマルプリンタ内蔵です。



項目	仕様
寸法 (mm)	W276 × D300 × H220 パネルマウント
重量 (kg)	約 7
電源電圧 (V)	AC 100 ± 10 (50/60Hz)
消費電力 (VA)	約 100
動作温度湿度範囲	0 ~ 40°C、RH85% 以下

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00629999	水質汚濁負荷量演算器 WPC-4200	1,150,000	6チャンネルアナログ出力、USB、テレメータ、RS-232C 出力

※ 2025 年 4 月以降に再販予定のため詳細はお問い合わせください。

ICP サポートキット

据付時 / 稼働時に必要となるパーツを揃えました！



構成部品名	入数
電源タップ 3P × 4 口コード長 3m	1 個
廃液ポリタンク 10L	2 個
ポリタンクトレイ	2 個
排気用チューブ軟質 PVC 内径 8 φ × 5m	1 本
排気用チューブ軟質 PVC 内径 12 φ × 5m	1 本
冷却水循環装置ドレインコック	1 個
真空ポンプ用バット 14 インチ	1 個
ショートギアレレンチ 13mm	1 本
インサイドボックス SD (イスゴム付き)	1 式

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00653296	ICP サポートキット	78,000	—
F00673296	冷却水循環装置ドレインコック	5,500	単体の販売も可能